

VITUS Core Cooling™

Mode d'emploi



Contenu

01 Avertissements	3
02 VITUS Core Cooling™ - Généralités	4
03 Fonctions de l'appareil	6
04 Emplacement	7
05 Mise en service	8
06 Interface utilisateur	9
06a Niveau opérateur Quick Start: Programmer la carte-clé VITUS	10
06b Niveau opérateur Quick Start: Carte-clé VITUS - Réinitialisation	12
06c Niveau opérateur: Paramètres généraux	14
06d Niveau client	18
07 Manchettes - Remplacement	21
08 Nettoyage et entretien	22
09 Résolution des problèmes	23
10 Garantie	23
11 Service technique - Contact	23

01 Avertissements



- Ne pas verser d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil. (risque de courts-circuits électriques).
- S'assurer que la prise de courant reliée à l'appareil est correctement mise à la terre.
- Utiliser uniquement le kit de connexion fourni par le fabricant.



- **ATTENTION : Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté ne doivent pas utiliser VITUS Core Cooling™ en raison de ses aimants intégrés.**



- Ne pas retirer la plaque signalétique de l'appareil.
- Pour l'entretien ou la maintenance de l'appareil, le mettre hors tension et débrancher le câble d'alimentation.
- Les réparations doivent toujours être effectuées en utilisant des pièces de rechange d'origine.
- Une utilisation inappropriée entraîne un refus de responsabilité : Le fabricant peut assumer la responsabilité de la sécurité, de la fiabilité et des performances du produit que si le produit lui-même est installé, utilisé et entretenu conformément au mode d'emploi.

02 VITUS Core Cooling™ - Généralités

VITUS Core Cooling™ est un appareil de bien-être basé sur la technique du froid. L'appareil utilise les propriétés naturelles d'échange de chaleur des deux paumes des mains pour permettre un refroidissement global du corps grâce à leur refroidissement combiné à une légère dépression. Les paumes, riches en vaisseaux sanguins, servent d'échangeurs de chaleur efficaces qui assurent une dissipation rapide et efficace de la chaleur. Cela fait du VITUS Core Cooling™ une méthode d'application de froid extrêmement douce et délicate.



Domaines d'application possibles

Pour des raisons juridiques, nous attirons votre attention sur le fait que VITUS Core Cooling™ n'est pas une méthode thérapeutique médicale reconnue.

Toutes les affirmations sur le mode d'action sont basées sur l'expérience des utilisateurs. Il est expressément indiqué qu'aucune promesse de guérison n'est faite et que le soulagement des maladies n'est ni garanti ou promis.

Sport: avant, après ou pendant les séances d'entraînement pour accélérer la régénération et augmentation de la performance

Bien-être: pour la détente et l'amélioration de l'état général

Soulagement de la douleur: pour soulager des douleurs articulaires (chroniques)

CONTRE-INDICATIONS :

VITUS Core Cooling™ ne doit **PAS** être utilisé en cas de

- stimulateur cardiaque ou défibrillateur implanté
- grossesse
- allergie au froid

Température/durée

La température minimale de VITUS Core Cooling™ est de 4°C. La température et la durée peuvent être réglées individuellement. Sur la base d'études scientifiques, Plabba recommande cinq cycles successifs par application à une température de 5°C pendant une période de 2 minutes avec une pause d'une minute. L'application devrait avoir lieu au moins une fois par semaine.

03 Fonctions de l'appareil



1. Écran tactile 10"
2. Manchettes silicone interchangeables
3. Accoudoirs magnétiques
4. Tiroir extractable
5. Bac de rangement
6. Transpondeur RFID pour carte-clé VITUS
7. Poignées de transport
8. Interrupteur marche/arrêt, prise de courant
9. Connexion au réseau de service

04 Installation



1. En raison du poids de l'appareil, assurez-vous que deux personnes sont disponibles pour l'installer.
2. Positionnez l'appareil de manière à ce que tous les éléments de commande soient librement accessibles. En cas d'installation devant un mur : veillez à ce que l'appareil ne soit pas placé directement contre le mur pour faciliter la mise en marche et l'arrêt ainsi que le retrait de la fiche d'alimentation.
3. Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface plane.
4. Utilisez uniquement la fiche secteur fournie.

05 Mise en service



1. Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface plane.
2. Branchez le câble d'alimentation dans la prise située à l'arrière de l'appareil.
3. Branchez le câble d'alimentation sur une prise murale. Pour les exigences relatives à l'alimentation électrique, voir „Caractéristiques techniques“.
4. Appuyez sur le bouton de mise en marche de l'appareil.

Éteindre

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'interface utilisateur.
2. Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur (4).

Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint s'il n'est pas utilisé pendant plusieurs heures.

06 Interface utilisateur



L'interface utilisateur VITUS a été développée selon les normes les plus modernes. Après la mise en service de l'appareil, l'interface utilisateur s'allume automatiquement et guide l'utilisateur après la saisie de la carte-clé VITUS de manière intuitive à travers le programme.

L'interface utilisateur VITUS se compose de deux niveaux :

1. Niveau client : après une première programmation réussie de la carte-clé VITUS, le client est guidé intuitivement à travers le programme et l'application.
2. Niveau operateur : le niveau operateur permet de régler le nombre de cycles, le nombre d'applications, la durée des cycles, température et la longueur des pauses. De plus, il est possible pour d'obtenir des informations sur l'appareil comme le nombre total de cycles.


06a Niveau opérateur Quick Start : Programmer la carte-clé VITUS



1. Touchez l'écran tactile.



2. Insérez une carte-clé VITUS vide.



6. Réglez la durée et le nombre de cycles individuels, la température et les pauses. Confirmez avec „OK“.



7. Indiquez le nombre total d'applications. Confirmez avec „OK“ : la carte-clé est chargée.



3. Appuyez sur „New User“.



3. Pop-up „Password“ apparaît : entrez le mot de passe de l'opérateur (admin).



8. L'aperçu des réglages apparaît : sélectionnez „Key Info“.



9. Vérifiez les paramètres, retirez la carte et retournez à l'écran d'accueil en appuyant sur la touche Retour.



4. Le pop-up „Insert your name“ apparaît ; saisissez le nom du client (pseudo).




5. Aperçu des paramètres d'application Appuyer sur „MODIFY“ pour personnaliser.

Plabba recommande de toujours effectuer la programmation initiale de la carte-clé individuelle en collaboration avec le client, afin de pouvoir répondre précisément à ses exigences.

06b Niveau opérateur Quick Start : Carte-clé VITUS - Reset



1. Touchez l'écran tactile.



2. Sélectionnez Paramètres.



7. Les informations relatives à la carte sont supprimées.



8. Confirmer avec „OK“.



3. Saisissez le mot de passe.
(admin).



4. Un aperçu s'affiche :
Insérez la carte-clé.



9. Sélectionnez „New User“.



10. Introduisez le nom du nouveau client, programmez la carte-clé/les applications selon 06a/5.



5. Sélectionnez „Key Info“.




6. Sélectionnez „Erase“.

06c Niveau operateur: Paramètres généraux



1. Touchez l'écran tactile.



2. Sélectionnez Paramètres.



3. Saisissez le mot de passe.
(admin).



4. L'aperçu apparaît.



1. SUMMERY



Affiche une vue d'ensemble
de cycles, durée et clients



2. KEY INFO



Information sur l'état de la
carte-clé insérée



3. NEW USER



Reprogrammation en cas de
carte-clé vide insérée



4. RECHARGE



Recharge de la carte-clé
client existante

06c Niveau operateur: Paramètres généraux



5. SETTINGS



Possibilités de réglage de l'heure, date, mot de passe individuel de l'opérateur



6. INFO



Informations sur l'appareil :
Numéro de série,
température de veille
des chambres

SETTINGS: Créer mot de passe opérateur individuel



1. Sélectionnez „Settings“.



2. Sélectionnez „Password“.



3. Saisissez l'ancien mot de passe (admin) et confirmez.



4. Saisissez un nouveau mot de passe et confirmez-le.

Settings : Régler la date et l'heure



1. Sélectionnez „Date/Time“.



2. Saisir la date/l'heure et confirmer.

06d Niveau client:



1. Touchez l'écran tactile.




2. Insérez la carte préprogrammée.




7. Pause : retirez les mains et repositionnez-les lorsque vous y êtes invité.



8. Le prochain cycle commence.




3. Touchez le bouton démarrer.



4. La désinfection aux UV des chambres démarre.



9. Après les passages prédéfinis, l'application s'arrête automatiquement.



5. Positionnez les mains selon les instructions.



6. L'appareil démarre automatiquement.

Interruption l'application

L'application peut être interrompue à tout moment en appuyant deux fois sur la touche Flèche de retour.




07 Remplacement des manchettes

Afin de pouvoir changer les manchettes le plus rapidement possible et de s'adapter ainsi de manière optimale aux clients, la plaque de recouvrement et les supports des manchettes sont fixés par aimantation.



Assurez-vous que l'appareil est bien fermé et éteint lors du changement des manchettes !

07a Remplacement des manchettes



1. Retirer la plaque frontale (A) en tirant sur les deux côtés.

2. Retirer le support des manchettes (B).

3. Placer le support des manchettes correspondant.

4. Remettre en place la plaque frontale.

08 Nettoyage et désinfection

Boîtier	Nettoyez le boîtier à intervalles réguliers à l'aide d'un chiffon humidifié, mais pas mouillé. Séchez ensuite soigneusement le boîtier.
Écran	Nettoyez l'écran après chaque utilisation avec un chiffon désinfectant humide et séchez-le avec un chiffon microfibre fin.
Bac de rangement	Nettoyez le bac de rangement après chaque utilisation, au moins 3 fois par jour, avec un chiffon de désinfection humide.
Nettoyage intérieur	Le système de la chambre est automatiquement désinfecté (UV). Nettoyez en outre régulièrement la chambre avec un chiffon humide, mais pas mouillé. Séchez ensuite soigneusement la chambre.

09 Résolution des problèmes

L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez la fiche d'alimentation.
L'appareil ne reconnaît pas la carte-clé VITUS.	Assurez-vous que la carte-clé soit correctement insérée.
L'appareil ne refroidit que d'un côté.	Effectuez un redémarrage complet de l'appareil.
La fonction de la caméra est perturbée.	Effectuez un redémarrage complet de l'appareil.

10 Garantie

Appareil : 24 mois
Accessoires : 12 mois

11 Service technique - Contact

VITUS peut être maintenu et entretenu par accès à distance.
Pour les questions/problèmes techniques, veuillez contacter votre revendeur VITUS.

Caracteristiques techniques

Dimensions de l'appareil (mm) ouvert : fermé :	573 x 485 x 600 (L x H x P) 573 x 485 x 375 (L x H x P)
Poids	30 kg
Alimentation électrique	Tension réseau 100 - 240 V AC ; 50/60 Hz - prise VDE
Consommation d'énergie	Appareil en veille : 40 W Appareil en fonction : 1 kW max.
Interface utilisateur	Écran tactile 10" , TFT
Température minimale de la surface de contact :	+ 4° Celsius
Dépression maximale dans la chambre	40cmHg

Copyright ©, Plabba GmbH

Tous droits réservés dans tous les pays.

Tous les dessins, images et textes de ce manuel sont la propriété du fabricant.

Toute reproduction, même partielle, des dessins, des images ou des textes est interdite.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.